



# Polymer Ligation Clip

MODEL: HWLLC-6L

کلیپ لیگاسیون پلیمری

# مشخصات محصول

## Product Specifications

HWCatLC02

طراحی برجستگی‌ها، جهت  
اطمینان از قرارگیری صحیح در اپلایر

The design of the **bumps**, ensures the  
right placement inside the applicator.

حصول اطمینان از بستهشدن قفل  
کلیپ با امکان بازخوردگیری  
شنیداری از صدای کلیک

The clinician can make sure the clip is  
locked by hearing the **click sound** of  
mechanism.

کلیپ‌ها غیرقابل جذب و غیررسانا بوده و با  
عبوردهی تشعشعات، اختلالی در  
تصویربرداری X-ray, MRI و CT ایجاد نمی‌کند

The clip is made from a **non-absorbable** and  
**non-conductive** polymer that by passing rays  
through itself, it doesn't affect radiologic  
diagnostics such as X-ray, MRI and CT.

مسدود نمودن بافت و جلوگیری از  
لغزش کلیپ با ایجاد **ندانه** روی سطح فک

The **teeth** on inner surface of the legs,  
prevent movement and slippage of the  
clip on gripped tissue.

بهره‌گیری از **لولای انعطاف‌پذیر**، جهت عبور  
کلیپ از پورت کوچکتر و امکان انسداد  
بافت‌های بزرگتر نسبت به کلیپ‌های فلزی

**Flexible hinge**, allows the usage of a smaller  
surgery port. Also compared to metal clips, it can  
close a larger area.

contact us:

+98 21 73227864

+98 902 6305052

HIWADMEDICAL.IR



No. 9 Shahid Hosseinali Street, Farjam Avenue, Resalat Square, Tehran, Iran.



شرکت فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت